


## Förbered dig inför ditt CGM-besök

Vad roligt att du har valt att använda Eversense® XL systemet för kontinuerlig glukosövervakning (CGM). Nu börjar din resa med Eversense XL CGM-systemet!

### Innan besöket

- Följ *stegen för att komma igång* i snabbguiden för Eversense XL ([global.eversensedidiabetes.com](http://global.eversensedidiabetes.com))
- Ladda ner den kostnadsfria Eversense-appen från App Store® eller Google Play™ på din kompatibla mobila enhet
- Tryck på Eversense CGM-ikonen  för att starta appen och följ sedan instruktionerna för att skapa ditt Eversense CGM-konto
  - Välj "Jag har ingen smartsändare" på välkomstkärmen
  - Låt mmol/L vara inställt på skärmen Måttighet
  - Skriv ned användarnamnet (e-postadress) och lösenordet för ditt konto:  
E-post \_\_\_\_\_  
Lösenord \_\_\_\_\_
- Kontakta oss på Ascensia Diabetes Cares kundsupport om du har frågor om utbildningsmaterial eller kontoregistrering.

Eversense® XL system för kontinuerlig glukosövervakning (CGM) är indicerat för kontinuerlig mätning av glukosnivåer hos personer som är 18 år och äldre med diabetes i upp till 180 dagar. Det är avsett att komplettera, inte ersätta, blodsockermätning med fingerstick. Insättning och borttagning av sensorn utförs av en vårdgivare. Eversense XL CGM-systemet är en receptbelagd produkt; patienter bör prata med sin vårdgivare för ytterligare information. För viktig säkerhetsinformation, se [global.eversensedidiabetes.com/safety-info](http://global.eversensedidiabetes.com/safety-info).

Eversense, Eversense Continuous Glucose Monitoring, Eversense CGM, Eversense Sensor, Eversense Smartsändare, Eversense-app och Eversense-logotypen är varumärken som tillhör Senseonics, Incorporated. Ascensia, logotypen Ascensia Diabetes Care och Contour är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Andra märken och respektive produkter är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare.

### På dagen för besöket

- Bär en löst sittande, kortärmad eller ärmlös överdel
- Ta med följande till besöket:
  - Användarnamnet (e-postadress) och lösenordet för ditt Eversense-konto
  - Din mobila enhet, fulladdad och med Eversense-appen installerad
- Återgå till dina vanliga vardagsaktiviteter. För att du ska läka ordentligt rekommenderar vi dock att du inte badar, simmar eller ägnar dig åt ansträngande aktiviteter under de fem första dagarna.
  - Läs alltid hela bruksanvisningen innan du använder produkten och följ råden från din vårdgivare.



#### Har du frågor? Vi finns här för dig!

Kontakta: Ascensia Diabetes Care  
Eversense kundsupport tel. 020-83 00 84  
E-post: [Eversense.se@ascensia.com](mailto:Eversense.se@ascensia.com)  
Besök vår hemsida: [diabetes.ascensia.se](http://diabetes.ascensia.se)