

En snabb checklista för mottagningen

Är patienten intresserad av Eversense XL CGM-systemet?

- Gå igenom Eversense XL CGM-systemet med patienten (utöver allt annat du gör under ett normalt besök).
 - Ge patienten en patientbroschyr
 - Gå igenom kompatibla enheter
 - Gå igenom kontraindikationer
 - Gå igenom kontrollmätning av blodsocker
 - Gå igenom viktiga fördelar med Eversense XL CGM-systemet
 - › Långtidssensor
 - › Avtagbar smartsändare som varnar genom att vibrera
 - › Noggrannhet

När Eversense XL CGM-systemet har levererats till mottagningen

- Förvara sensorförpackningen i kylskåpet när den har kommit till mottagningen
- Säkerställ att nya insättningskit finns på mottagningen
- Boka tid för insättning med patienten
- Gå igenom instruktionen Förbered dig inför ditt CGM-besök
 - Be patienten att ladda ner appen och skapa ett konto
- Säkerställ att det material som krävs är tillgängligt på dagen när insättningen ska göras
- Kontrollera sista förbrukningsdag för allt material
- Säkerställ att det finns ett behandlingsrum och personal tillgängligt på dagen när insättningen ska göras
 - Procedurkit eller motsvarande
 - Sterila handskar
 - Lidokain 1 % eller 2 % (med eller utan adrenalin)
 - Klorhexidin- eller betadinlösning eller 3 st desinficerande tvättsuddar
- Komma igång med utbildningen
 - Ladda ned utbildningsmaterial från Ascensia Diabetes Cares hemsida (diabetes.ascensia.se)
 - Kontakta Ascensia Diabetes Cares kundsupport för att få utbildningsmaterial på tel 020-83 00 84 (vardagar kl 8.00-16.30)

Dagen för insättning av Eversense XL CGM-systemet

- Säkerställ att smartsändaren är laddad
- Bekräfta att patienten har laddat ner appen till sin mobila enhet
- Parkoppla smartsändaren och den mobila enheten
- Länka sensorn till smartsändaren/den mobila enheten
- Ge patienten dubbelhäftande plåster, asken med smartsändaren och material
- Se till att patienten vet hur Eversense XL fungerar och vad som händer efter insättningen.
- Informera patienten om hur de synkar sin data med mottagningen

Eversense XL CGM-systemet är aktivt

- Lägg upp en uppföljningsplan/återbesök
- Boka in besök för återinsättning ca 180 dagar
- Kom ihåg att beställa en ny Eversense XL CGM-sensor en månad innan patientens besök
- Du hittar digitalt utbildningsmaterial på diabetes.ascensia.se



Information om material till mottagningen



○ Eversense-sensorkit

- Förpackningen måste placeras i kylskåp direkt (asken har måtten: 17,8 x 8,1 x 2,5 cm)
- Kontrollera sista förbrukningsdatum
- 1 paket per patient
- En reservsensor rekommenderas för mottagningen



○ Insättningskit

- Innehåller snittmall, insättningsinstrument och bruksanvisning
- Kontrollera sista förbrukningsdatum
- 1 paket skickas automatiskt med varje beställd sensor
- Ett reservpaket med verktyg rekommenderas för mottagningen



○ Smartsändarkit

- Innehåller: laddningsdocka, väggadapter och bruksanvisningar
- Ladda smartsändaren samma dag som insättningen görs
- 1 paket per ny patient med ett års garanti



○ Plåsterkit

- 150 vita och 30 transparenta dubbelhäftande plåster (totalt 180 dubbelhäftande plåster)
- 30 vita dubbelhäftande plåster (kan beställas separat)
- 30 transparenta (kan beställas separat)
- Kontrollera sista förbrukningsdatum



○ Procedurkit eller motsvarande

- Innehåller icke-sterila och sterila artiklar
- Innehåller INTE sterila handskar, Lidokain, klorhexidin/Betadine

Eversense® XL system för kontinuerlig glukosövervakning (CGM) är indicerat för kontinuerlig mätning av glukosnivåer hos personer som är 18 år och äldre med diabetes i upp till 180 dagar. Det är avsett att komplettera, inte ersätta, blodsockermätning med fingerstick. Insättning och borttagning av sensorn utförs av en vårdgivare. Eversense XL CGM-systemet är en receptbelagd produkt; patienter bör prata med sin vårdgivare för ytterligare information. För viktig säkerhetsinformation, se global.eversensediabets.com/safety-info.

Eversense, Eversense Continuous Glucose Monitoring, Eversense CGM, Eversense Sensor, Eversense Smartsändare, Eversense-app och Eversense-logotypen är varumärken som tillhör Senseonics, Incorporated. Ascensia, logotypen Ascensia Diabetes Care och Contour är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

Andra märken och respektive produkter är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare.

Apple Watch® är en produkt från Apple, Inc. och kan köpas separat från en auktoriserad Apple-återförsäljare. Apple Watch medföljer inte Eversense CGM-systemet.

Android är ett varumärke som tillhör Google LLC.

eversense XL

Continuous Glucose Monitoring System

TILLVERKAD AV
SENSEONICS, INC.
20451 Seneca Meadows Parkway | Germantown
MD 20876-7005 | USA
301 515 7260 | global.eversensediabets.com

ASCENSIA
Diabetes Care

DISTRIBUERAS AV
Ascensia Diabetes Care Sweden AB
Gustav III:s Boulevard 34, plan 4, 169 73 Solna
Eversense kundsupport
Tel: 020-83 00 84
E-post: Eversense.se@ascensia.com
Hemsida: diabetes.ascensia.se