

Företaget bakom CONTOUR®-produktfamiljen introducerar:

Single-Let™: sterila säkerhetslansetter för engångsbruk

Single-Let™ är designad för att:

SÄKERHET

- För att skydda dig och dina patienter från oavsiktliga nålsticksskador

KOMFORT

- För patientkomfort i storlek 28G och med 1,6 mm stickdjup

ENKEL ATT ANVÄNDA

- För enkel användning med endast 2 steg: Vrid och tryck (se nästa sida)

Ergonomisk T-form för stadigt grepp när du bär handskar

28G gamma-steriliserad nål

1,6 mm stickdjup



Tryckknapp för aktivering av nål

Nålen dras automatiskt in och låser sig, så att den inte kan återanvändas

Ribbat skyddslock för att försäkra en steril nål och ett säkert grepp för enkel borttagning

Produkten som visas är inte i verklig storlek

Single-Let™ är enkel att använda med endast två steg



1

Vrid av skyddslocket och dra sedan av det.



2

Applicera på stickstället och tryck på knappen.

VARNING: Använd endast för att ta blodprov från fingrar.

